

쥐 유래 항마우스 Ly-6G/Ly-6C 단클론 항체 (Fc용) - P35461 / P0Cw02

품목 번호: CM0011660

소개

유세포 분석 응용을 위해 마우스 Ly-6G/Ly-6C(Gr-1)를 표적으로 하는 접합된 쥐 단클론 항체입니다. 마우스 시료에서 과립구 및 단핵구 집단을 검출합니다. Ly-6G 및 Ly-6C 항원 모두를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	쥐 유래 항마우스 Ly-6G/Ly-6C mAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G
종	마우스
인간 유전자 ID	8600
유전자 ID	546644/17067
면역원	마우스 Ly-6G/Ly-6C(Gr-1)의 재조합 단백질
기원	쥐
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35461/P0CW02
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스팩