

Rat Anti-Mouse Ly6G 단일클론 항체 (Fc용) - P35461

품목 번호: CM0012425

소개

로 접합된, 마우스 Ly6G(골수에서 발현되는 GPI 고정 세포막 단백질)에 대한 랫 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 적용을 위해 설계되어 마우스 샘플에서 신뢰할 수 있는 검출을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rat anti-Mouse Ly6G mAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G
종	마우스
유전자 ID (인간)	80740
유전자 ID	546644
면역원	합성 펩타이드 마우스 Ly-6G 유래 합성 펩타이드.
원천	랫
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35461
배송	아이스백