

Rat Anti-Mouse Ly6G 단일클론항체 For Fc - P35461

품목 번호: CM0010813

소개

유세포 분석(FC)용 접합 랫-안티-마우스 Ly6G 단일클론항체. 마우스 모델에서의 유세포 분석(FC) 적용에 대해 검증됨. 면역학 연구 및 과립구 식별에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rat anti-Mouse Ly6G mAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G
종	마우스
Gene ID (Human)	80740
Gene ID	546644
면역원	합성 펩타이드 마우스 Ly-6G 유래 합성 펩타이드.
원천	랫
카테고리	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35461
배송	아이스팩