


## 유세포 분석용 랫트 항마우스 Mhc 클래스 II (I-A/I-E) 단클론 항체 - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

품목 번호: CM0005471



### 소개

마우스 MHC 클래스 II (I-A/I-E)를 표적으로 하는 접합 랫트 단클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 항원 제시 및 T 세포 반응과 관련된 면역학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | 랫트 항마우스 MHC 클래스 II (I-A/I-E) mAb                                                                                                                                              |
| 비고/별칭   | Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha |
| 종       | 마우스                                                                                                                                                                           |
| 유전자ID   | 14969/14961/381091/14960                                                                                                                                                      |
| 면역원     | 마우스 MHC 클래스 II (I-A/I-E)의 재조합 단백질                                                                                                                                             |
| 기원      | 랫트                                                                                                                                                                            |
| 카테고리    | 단클론 항체                                                                                                                                                                        |
| 적용 분야   | FC(유세포 분석)                                                                                                                                                                    |
| 교차 반응성  | 마우스                                                                                                                                                                           |
| SWISS   | P18468/P06342/Q3U060/P14435                                                                                                                                                   |
| 단백질 분자량 | 26kDa/30kDa/32kDa                                                                                                                                                             |
| 배송 방식   | 아이스팩                                                                                                                                                                          |