

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Rbmh/Hnrnp G Rabbit Mab - P38159

품목 번호: CM0003243



### 소개

사람 RBMX/hnRNP G (SWISS P38159)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫드와 교차 반응합니다. 대안적 스플라이싱 및 종양 억제에 관여하는 주요 RNA 결합 단백질을 타겟으로 합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | RBMX/hnRNP G Rabbit mAb                                            |
| 비고/별칭       | RNMX; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G |
| 종           | 사람 (Human)                                                         |
| GeneID (사람) | 27316                                                              |
| GeneID      | 27316                                                              |
| 면역원         | 사람 RBMX/hnRNP G (NP_002130.2)의 아미노산 292-391에 해당하는 합성 펩타이드          |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                        |
| 카테고리        | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                                    |
| 애플리케이션      | WB, IHC-P, ELISA                                                   |
| 교차 반응성      | 사람, 쥐, 랫드 (Human, Mouse, Rat)                                      |
| SWISS       | P38159                                                             |
| 단백질 크기      | 42kDa                                                              |
| 배송          | 아이스 백 (Ice bag)                                                    |