


Rbmy1A1 토끼 Pab - P0Djd3

품목 번호: CM0019373



소개

IF-P, IHC-P, ELISA에 검증된 RBMY1A1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 표적은 56kDa 고환 특이 스플라이싱 인자 RBMY1A1 (SWISS: P0DJD3)입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RBMY1A1 토끼 pAb
비고/별칭	RBM; RBM1; RBM2; RBMY; YRRM1; YRRM2; RBMY1C; RBMY1A1
종	인간
유전자 ID (인간)	5940
유전자 ID	5940
면역원	인간 RBMY1A1 (NP_005049.1)의 아미노산 90-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P0DJD3
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스백