


Rbp2 Rabbit Pab - P50120

품목 번호: CM0024749



소개

CamelBio의 RBP2 Rabbit pAb는 인간 RBP2(CRBP-II)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스, 래트에서의 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 내 레티놀 수송 연구를 용이하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RBP2 Rabbit pAb
비고/별칭	CRBP2; RBPC2; CRBP2; CRABP-II; RBP2
종	인간
GeneID (인간)	5948
GeneID	5948
면역원	재조합 단백질 인간 RBP2 (NP_004155.2)의 아미노산 1-134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50120
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백