


Wb 및 Elisa용 Rbx1 Rabbit Pab - P62877

품목 번호: CM0017939



소개

인간 RBX1(ROC1)을 대상으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 DNA 복구 경로에서 유비퀴틴 리가아제 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RBX1 Rabbit pAb
비고/별칭	ROC1; RNF75; BA554C12.1; RBX1
종	인간
GeneID (인간)	9978
GeneID	9978
면역원	합성 펩타이드 인간 RBX1 (NP_055063.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P62877
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백