

Rec8 Rabbit Polyclonal Antibody (Mouse) - Rec8

품목 번호: CM0016701

소개

쥐 REC8 단백질(67kDa)을 표적하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용에 대해 검증되었으며, 쥐에 대한 교차 반응성을 보입니다. 재조합 면역원은 아미노산 194-561에 해당합니다. 감수 분열 및 염색체 응집 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	REC8 Rabbit pAb
비고/별칭	mrec; Rec8L1; REC8
종	쥐
유전자 ID (인간)	9985
유전자 ID (쥐)	56739
면역원	쥐 REC8 (NP_064386.2)의 아미노산 194-561에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백