

Reg3G Rabbit Pab - Mouse Reg3G

품목 번호: CM0019969

소개

사람, 쥐, 랫드 샘플에 특이성을 가지며 마우스 REG3G(REG-3-gamma)를 표적하는 폴리클로날 항체입니다. 조직 재생 및 염증성 질환 연구에서 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	REG3G Rabbit pAb
비고/별칭	REG-3-gamma; reg III-gamma; REG3G
종(Species)	Mouse (마우스)
Gene ID (Human)	130120
Gene ID	19695
면역원(Immunogen)	마우스 REG3G (NP_035390.1)의 아미노산 27-174 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (사람, 마우스, 랫드)
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)