

Rel 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q04864

품목 번호: CM0017617

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에서 인간 REL(c-Rel)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. NF-kB 신호 전달 및 면역 조절에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	REL 토끼 pAb
비고/별칭	C-Rel; IMD92; HIVEN86A; REL
종	인간
유전자ID (인간)	5966
유전자ID	5966
면역원	인간 REL(NP_002899.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q04864
단백질 분자량	69kDa
배송 방식	아이스 팩