

Rela Rabbit Pab - Q04207

품목 번호: CM0020650



소개

RELA/p65(NF-kappa-B p65 서브유닛)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. 인간 및 마우스에 대한 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 염증, 면역, 암 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RELA Rabbit pAb
비고/별칭	p65; p65 NFkB; p65 NF-kappa B; RELA
종	마우스
GeneID	19697
면역원	마우스 RELA의 아미노산 400-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_033071.1)
원산지	토끼
분류	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q04207
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백