

Rfc2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P35250

품목 번호: CM0026696



소개

인간 RFC2(Replication factor C subunit 2)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 RFC2와 교차 반응. DNA 복제 및 PCNA 로딩 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RFC2 Rabbit pAb
비고/별칭	RFC40; RFC2
종	인간
GeneID (인간)	5982
GeneID	5982
면역원	인간 RFC2 (NP_852136.1)의 아미노산 38-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P35250
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백