

Wb 및 Elisa용 Rhof 토끼 다클론 항체 - Q9Hbh0

품목 번호: CM0027150

소개

인간 RHOF(Rif)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응하며 필로포디아 형성과 액틴 세포골격 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RHOF 토끼 다클론 항체
비고/별칭	RIF; ARHF; RHOF
종	인간
유전자 ID (인간)	54509
유전자 ID	54509
면역원	인간 RHOF (NP_061907.2)의 아미노산 40-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HBH0
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스 팩