

Rhou Rabbit Pab - Q7L0Q8

품목 번호: CM0018900



소개

RHO Rabbit pAb는 인간 RHO를 표적으로 하며 마우스와 교차 반응성을 갖는, WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클론 항체입니다. 세포 이동 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RHO Rabbit pAb
비고/별칭	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHO
종	인간
GeneID (인간)	58480
GeneID	58480
면역원	합성 펩타이드 인간 RHO (NP_067028.1)의 아미노산 40-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q7L0Q8
단백질 무게	28kDa
배송	아이스백