


Rig-I/Ddx58 Rabbit Mab For Wb, Elisa - O95786

품목 번호: CM0005358



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 단일클론성 토끼 항-Rig-I/DDX58 항체. 재조합 단백질 면역원을 이용하여 인간 및 마우스 바이러스 RNA 선천면역 수용체인 RIG-I를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rig-I/DDX58 Rabbit mAb
비고/별칭	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
종	인간
GeneID (Human)	23586
GeneID	23586
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O95786
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백