

Wb, Ihc-P, Elisa용 Ring1A 폴리클로널 항체 (토끼) - Q06587

품목 번호: CM0022393

소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA용 RING1A (RNF1, RING1) 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)에서 검증되었습니다. 히스톤 H2A 모노유비퀴틴화 및 전사 억제에 관여하는 E3 유비퀴틴-단백질 리가제 RING1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RING1A Rabbit pAb
비고/별칭	RNF1; RING1A
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	6015
Gene ID	6015
면역원(Immunogen)	인간 RING1A A (NP_002922.2)의 아미노산 207-406에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로널 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 쥐, 랫트)
SWISS	Q06587
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)