

Wb, Ihc-P, Elisa용 Ring1A Rabbit Mab - Q06587

품목 번호: CM0002294

소개

인간 RING1A에 대한 고품질 래빗 단일클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. H2A 유비퀴틴화 및 전사 억제에 관여하는 E3 리가아제를 표적. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RING1A Rabbit mAb
비고/별칭	RNF1; RING1A
종	인간
GeneID (인간)	6015
GeneID	6015
면역원	합성 펩타이드
원천	래빗
범주	단일클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q06587
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백