

Wb, Elisa용 Rnf10 토끼 다클론 항체 - Q8N5U6

품목 번호: CM0017769

소개

재조합 융합 단백질(aa 552-811)을 항원으로 사용하여 제조한 인간 RNF10에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 리보솜 품질 관리 및 유비퀴틴화 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF10 토끼 pAb
비고/별칭	RIE2; RNF10
종	인간
GeneID (인간)	9921
GeneID	9921
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q8N5U6
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스팩