

Rnf138 토끼 다클론 항체 - Rnf138

품목 번호: CM0018692

소개

WB 및 ELISA용 RNF138 표적 토끼 다클론 항체로, 인간에 대한 교차 반응성이 확인되었습니다. 유비퀴틴화 및 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RNF138 토끼 다클론 항체
비고/별칭	Trif; STRIN; Trif-d; 2410015A17Rik; 2810480D20Rik; RNF138
종	마우스
유전자 ID(인간)	51444
유전자 ID(마우스)	56515
면역원	마우스 RNF138(Q9CQE0)의 아미노산 60~245번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
단백질 분자량	24kDa/28kDa
배송	아이스팩