


Rnf20 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q5Vtr2

품목 번호: CM0022957



소개

인간 RNF20(BRE1A)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며 히스톤 H2B 유비퀴틴화 및 크로마틴 조절 연구에 적합합니다. - Q5VTR2

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RNF20 토끼 pAb
비고/별칭	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
종	인간
유전자ID (인간)	56254
면역원	인간 RNF20(NP_062538.5)의 아미노산 1-260번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q5VTR2
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스팩