

Robo4 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q8Wz75

품목 번호: CM0024947

소개

WB 및 ELISA 애플리케이션에 대해 검증된 ROBO4 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 ROBO4와 반응하며, 면역원은 아미노산 848-1007에 해당합니다. 내피 세포에서 발현되며 혈관신생 및 혈관 패턴닝에 관여합니다. 혈관 생물학 및 내피 장벽 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ROBO4 Rabbit pAb
비고/별칭	MRB; AOVD3; ECSM4; ROBO4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	54538
면역원	인간 ROBO4 (NP_061928.4)의 아미노산 848-1007에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8WZ75
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백