


Fc용 Ror1 토끼 단일클론 항체 - Q01973

품목 번호: CM0006479



소개

유세포 분석(FC)용 ROR1 토끼 단일클론 항체로, 인간 ROR1(104 kDa)을 표적으로 합니다. 재조합 면역원이며 인간에만 교차 반응합니다. 종양학 및 청각 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ROR1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	NTRKR1; dJ537F10.1; ROR1
종	인간
GeneID (인간)	4919
GeneID	4919
면역원	인간 ROR1(NP_005003.2)의 아미노산 24-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q01973
단백질 중량	104kDa
배송	아이스팩