


Rpap3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9H6T3

품목 번호: CM0015084



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 인간 RPAP3에 대한 토끼 폴리클론항체. RPAP3는 단백질 복합체 조립을 위해 RNA 중합효소 II를 사페론에 연결합니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	RPAP3 Rabbit pAb
비고 / 별칭	Tah1; hSpagh; RPAP3
종	인간
유전자 ID	79657
면역원	인간 RPAP3 (NP_001139547)의 아미노산 17-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H6T3
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백