


Wb, Ihc-P, Elisa용 Rpb3/Polr2C 토끼 단일클론 항체 - P19387

품목 번호: CM0010027



소개

인간 RPB3/POLR2C(P19387)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. RNA 중합효소 II 전사 기계 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPB3/POLR2C 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	RPB3; RPB3I; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
종	인간
유전자 ID (인간)	5432
유전자 ID	5432
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P19387
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩