


Rpl28 토끼 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P46779

품목 번호: CM0015550



소개

인간 RPL28(60S 리보솜 단백질 L28)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 분자량 약 16 kDa. 리보솜 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPL28 Rabbit pAb
비고/별칭	L28; eL28; RPL28
종	인간
GeneID (Human)	6158
GeneID	6158
면역원	합성 펩타이드 인간 RPL28 (NP_000982.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46779
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백