


Wb 및 Elisa용 Rpl35A 토끼 다클로날 항체 - P18077

품목 번호: CM0023855



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타내는, 인간 RPL35A(대형 리보솜 소단위체 단백질 eL33)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 리보솜 및 조혈 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RPL35A Rabbit pAb
비고/별칭	DBA5; L35A; eL33; RPL35A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6165
GeneID	6165
항원	인간 RPL35A (NP_000987.2)의 아미노산 10-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P18077
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)