


Rpl7 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P18124

품목 번호: CM0027478



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 RPL7 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 RPL7을 인식합니다. 리보솜 단백질 연구 및 번역 기기 분석용 연구 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPL7 토끼 pAb
비고/별칭	L7; uL30; humL7-1; RPL7
종	인간
유전자 ID (인간)	6129
유전자 ID	6129
면역원	재조합 단백질 인간 RPL7 (NP_000962.2)의 아미노산 1-248에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18124
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스백