

Wb, Ihc-P, Elisa용 Rps15A 토끼 다클로날 항체 - P62244

품목 번호: CM0017241



소개

인간 RPS15A (uS8)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 소리보솜 소단위 기능, 적혈구 생성, 다이아몬드-블랙팬 빈혈 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS15A 토끼 pAb
비고/별칭	uS8; S15a; DBA20; RPS15A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6210
GeneID	6210
면역원	인간 RPS15A (NP_001010.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P62244
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백