


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Rps3A Rabbit Pab - P61247

품목 번호: CM0025474



소개

RPS3A (40S 리보솜 단백질 S3a)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드의 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 리보솜 생성 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RPS3A Rabbit pAb
비고/별칭	S3A; eS1; FTE1; MFTL; RPS3A
종	사람(Human)
GeneID (사람)	6189
GeneID	6189
면역원	사람 RPS3A (NP_000997.1)의 아미노산 1-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P61247
단백질 크기	30kDa
배송	아이스 백(Ice bag)