


Rrp9 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - O43818

품목 번호: CM0019146



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야용 RRP9 토끼 다클론 항체 (O43818). 전구 rRNA 프로세싱에 관여하는 U3 snoRNP 연관 단백질인 인간 및 생쥐 RRP9를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RRP9 토끼 pAb
비고/별칭	U3-55K; RNU3IP2; RRP9
종	인간
GeneID (인간)	9136
GeneID	9136
면역원	인간 RRP9 (NP_004695.1)의 아미노산 156-475에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	O43818
단백질 분자량	52kDa
배송 방법	아이스 팩