

Runx1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q01196

품목 번호: CM0022283



소개

RUNX1 토끼 폴리클론 항체는 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 조혈 및 백혈병 연구에 필수적인 인간, 마우스, 쥐 RUNX1 전사 인자와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RUNX1 Rabbit pAb
비고/별칭	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
종	인간
GeneID (인간)	861
면역원	합성 펩타이드 (인간 RUNX1의 아미노산 171-260)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q01196
단백질 분자량	49 kDa
배송	아이스백