

Wb, Elisa용 Runx1/2/3 토끼 단일클론 항체 - Q01196 / Q13761 / Q13950

품목 번호: CM0009100



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 RUNX1/2/3 토끼 단일클론 항체로, 사람 및 마우스 RUNX1/2/3을 인식합니다. 조혈 및 T세포 발달에 필수적입니다. 암 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RUNX1/2/3 Rabbit mAb
비고/별칭	AML1; AML1-EVI-1; AMLCR1; CBF2alpha; CBFA2; EVI-1; PEBP2aB; PEBP2alpha; RUNX1/2/3
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	861/864/860
유전자 ID	861/864/860
면역원	합성 펩타이드 사람 RUNX1/2/3 (NP_001001890.1)의 아미노산 354-453 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q01196/Q13761/Q13950
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)