

## S100A10 Rabbit Pab - P60903

품목 번호: CM0018891



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 S100A10 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트, 원숭이 S100A10을 인식합니다. 인산화 신호 전달 및 칼슘 결합 단백질 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | S100A10 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | 42C, P11, p10, GP11, ANX2L, CAL1L, CLP11, Ca[1], ANX2LG, S100A10 |
| 종           | 인간(Human)                                                        |
| 유전자 ID (인간) | 6281                                                             |
| 면역원         | 인간 S100A10 (NP_002957.1)의 아미노산 1-97에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질    |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                       |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                                         |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫트, 원숭이                                                 |
| SWISS       | P60903                                                           |
| 단백질 분자량     | 11kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                             |