


S100A5 Rabbit Pab - P33763

품목 번호: CM0014105



소개

인간 S100A5(S100D)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 금속 이온(칼슘, 아연, 구리) 결합체인 인간 S100 칼슘 결합 단백질 A5에 특이적입니다. 신호 전달 및 금속 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	S100A5 Rabbit pAb
비고/별칭	S100D; S100A5
종	인간
유전자 ID (인간)	6276
유전자 ID	6276
면역원	재조합 단백질 인간 S100A5 (NP_002953.2)의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P33763
단백질 무게	11kDa
배송	아이스팩