


Wb용 S100B Mouse Mab - P04271

품목 번호: CM0009316



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 S100B Mouse Monoclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 랫드의 S100B(11 kDa)를 인식하며, 이는 별아교세포에서 높게 발현되는 칼슘 결합 단백질입니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100B Mouse mAb
비고/별칭	NEF; S100; S100-B; S100beta
종	인간
GeneID (Human)	6285
GeneID	6285
면역원	인간 S100B (NP_006263.1)의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	마우스
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P04271
단백질 무게	11 kDa
배송	아이스백