


S100B 토끼 Mab (Wb, If, Ihc-P, Elisa 용) - P04271

품목 번호: CM0003649



소개

S100B 토끼 단클론 항체, WB, IF, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 S100B를 검출합니다. 신경과학, 신경생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	S100B 토끼 mAb
비고/별칭	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
종	인간
유전자ID (인간)	6285
유전자ID	6285
면역원	인간 S100B (NP_006263.1)의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04271
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스 팩