

Saa3 Rabbit Pab - Saa3

품목 번호: CM0014432

소개

SAA3 Rabbit pAb는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 유래 폴리클로날 항체입니다. 마우스 SAA3를 표적으로 하며, 인간, 마우스 및 래트 SAA3와 교차 반응하여 염증 및 급성기 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SAA3 Rabbit pAb
비고/별칭	I7R3; Saa-3; SAA3
종	마우스
유전자 ID (인간)	6290
유전자 ID (마우스)	20210
면역원	마우스 SAA3P (NP_035445.1)의 아미노산 50-123 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백