

Wb, Elisa용 Saa4 토끼 다클론 항체 - P35542

품목 번호: CM0020120

소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 SAA4 토끼 다클론 항체(P35542)입니다. 이 구성적으로 발현되는 혈청 아밀로이드 A-4 단백질 항체는 인간, 마우스, 쥐 샘플과 교차 반응하며 급성기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SAA4 토끼 pAb
비고/별칭	CSAA; C-SAA; SAA4
종	인간
유전자 ID (인간)	6291
유전자 ID	6291
면역원	합성 펩타이드 인간 SAA4(NP_006503.2)의 아미노산 50번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P35542
단백질 무게	15kDa
배송	아이스팩