

Safb 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적용 가능) - Q15424

품목 번호: CM0030376

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 SAFB 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가집니다. 전사 조절, 크로마틴 조직화 및 세포 증식 조절에 관여하는 스캐폴드 부착 인자 B1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SAFB 토끼 pAb
비고/별칭	HAP; HET; SAF-B; SAFB1; SAB-B1; SAF-B1; SAFB
종	인간
유전자ID (인간)	6294
유전자ID	6294
면역원	인간 SAFB (NP_001188267.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15424
단백질 분자량	103kDa
배송 방식	아이스 팩