

Samd3 토끼 Pab - Q8N6K7

품목 번호: CM0020941

소개

SAMD3(불임 알파 모티프 도메인 함유 단백질 3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 단백질학 연구 및 대체 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SAMD3 토끼 pAb
비고/별칭	SAMD3
종	인간
유전자ID (인간)	154075
유전자ID	154075
면역원	인간 SAMD3 (NP_001017373.2)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
스위스프로트(SWISS)	Q8N6K7
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스백