

Sars-Cov-2 중화 항체 - Sars-Cov-2

품목 번호: CM0002104

소개

재조합 단백질 면역원에서 유래한 SARS-CoV-2 중화 단일클론 항체로, LAL법에 의한 내독소 수준은 <0.1 EU/μg입니다. SARS-CoV-2 중화 연구와 관련된 연구 응용 분야에 적합합니다. 드라이아이스로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 중화 항체
종(Species)	SARS-CoV-2
면역원	재조합 단백질
공급원	SARS-CoV-2
카테고리	단일클론 항체
응용	LAL법에 의한 단백질 < 0.1 EU/μg.
배송	드라이아이스