

Sars-Cov-2 Nsp1 토끼 다클론 항체 - P0Dtc2

품목 번호: CM0020073



소개

SARS-CoV-2 NSP1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. SARS-CoV-2에 특이적으로 반응하며, 단백질 분자량은 141kDa입니다. 바이러스 감염 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 NSP1 토끼 다클론 항체
GeneID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP1의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (YP_009742608.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백