


Sars-Cov-2 Nsp10 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - P0Dtd1

품목 번호: CM0023794



소개

SARS-CoV-2 NSP10을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅(Western blot), 면역침전(Immunoprecipitation), ELISA에 적합합니다. SARS-CoV-2와 반응합니다. 바이러스 복제, 캡 메틸화, 및 숙주 면역 회피 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 NSP10 토끼 pAb
유전자 ID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP10 (YP_009725306.1)의 아미노산 1-139에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
단백질 분자량	794kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)