


Wb 및 Elisa용 Sars-Cov-2 Nsp6 토끼 다클로날 항체 - P0Dtd1

품목 번호: CM0024247



소개

SARS-CoV-2 비구조 단백질 6(NSP6)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, SARS-CoV-2와 교차 반응합니다. 바이러스 복제 소기관 형성 및 숙주-바이러스 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 NSP6 토끼 pAb
유전자 ID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP6(YP_009725302.1)의 아미노산 236-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
단백질 크기	794kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)