

Sars-Cov-2 Nsp8 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P0Dtc2

품목 번호: CM0020539



소개

WB 및 ELISA 응용을 위한 SARS-CoV-2 NSP8 토끼 다클로날 항체입니다. SARS-CoV-2 NSP8 단백질을 검출하며, 재조합 면역원을 사용합니다. 코로나바이러스 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 NSP8 Rabbit pAb
GeneID	43740578
면역원	코로나바이러스 NSP8 (YP_009742615.1)의 아미노산 1-198에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백