

Sars-Cov-2 뉴클레오프로테인 토끼 다클론 항체(Pab) - P0Dtc9

품목 번호: CM0021822

소개

WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA용 SARS-CoV-2 뉴클레오프로테인 토끼 다클론 항체(pAb).
코로나바이러스 뉴클레오프로테인(P0DTC9)의 아미노산 1-419를 포함하는 재조합 융합 단백질을 사용하여 토끼에서 면역화해 제조되었습니다. SARS-CoV-2에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 뉴클레오프로테인 토끼 다클론 항체(pAb)
Gene ID	43740575
면역원	재조합 단백질
SWISS	P0DTC9
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
배송	아이스팩