


Sars-Cov-2 Orf3A 토끼 Pab - P0Dtc3

품목 번호: CM0019825



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 SARS-CoV-2 ORF3A 토끼 다클론 항체입니다. SARS-CoV-2 ORF3a 단백질(P0DTC3)에 특이적입니다. 바이러스 방출, 바이로포린 기능 및 숙주 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 ORF3A 토끼 pAb
GeneID	43740569
면역원	코로나바이러스 ORF3A(YP_009724391.1)의 아미노산 100-200 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생물종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC3
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩