

Sars-Cov-2 Orf9B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P0Dtd2

품목 번호: CM0020350



소개

SARS-CoV-2 ORF9b 토끼 폴리클론 항체는 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 연관을 통해 숙주 선천성 면역을 억제하는 바이러스 보조 단백질 ORF9b를 표적으로 합니다. COVID-19 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SARS-CoV-2 ORF9b Rabbit pAb
종	SARS-CoV-2
면역원	코로나바이러스 ORF9b (P0DTD2)의 아미노산 1-97에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD2
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩