

Sars-Cov-2 스파이크 Rbd (N501Y) 토끼 Mab (Wb, Elisa용) - P0Dtc2

품목 번호: CM0002707



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고헤이성 SARS-CoV-2 스파이크 RBD (N501Y) 토끼 단일클론 항체입니다. 연구 응용 분야에서 바이러스 진입 기작 연구 및 변이 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SARS-CoV-2 스파이크 RBD (N501Y) 토끼 mAb
비고/별칭	스파이크 당단백질; SARS-CoV-2 스파이크 RBD (N501Y)
종	SARS-CoV-2
유전자 ID (인간)	43740568
유전자 ID	43740568
면역원	코로나바이러스 SARS-CoV-2 스파이크 RBD (N501Y) (YP_009724390.1)의 아미노산 450-550 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141KD
배송	아이스 팩